



バイタログラフ アスマ・ワン & アスマ・ワン usb 電子喘息モニター

the difference is clear

バイタログラフ アスマ・ワン 電子喘息モニター




- ✧ 電源を入れ、吹くだけのシンプル・シューズ
- ✧ 自動的に測定品質を評価(正しくない吹き方の場合には！表示)
- ✧ 1桁までのより精密な計測結果
- ✧ 過去の測定結果履歴閲覧も簡単
- ✧ ピークフロー値(PEF)にくわえ1秒量(FEV1)も記録
- ✧ PEF・FEV1ともパーソナルベストに対する%表示
- ✧ カラーゾーン(PEF・FEV1とも)個人向けに設定可能
- ✧ 大きく読み取りやすいデジタル表示
- ✧ 600 回分の保存容量
- ✧ クリニックで使用向けには、セーフ T ウェイマウスピースを準備
- ✧ 単 4 電池 x 2 本
- ✧ 分離可能なフローヘッドでクリーニングも簡単
- ✧ ISO 23747 : 2007 Peak Flow Meters

ATS/ERS : 2005 Spirometry Guidelines

バイタログラフ アスマ・ワン usb

喘息のホームモニタリング+電子レポート



バイタログラフ アスマ・ワン usb はご自分のコンピュータで、履歴をまとめたり、印刷するための PDF リポートを作成できます。リポートの内容は以下を含んでいます。

- ✧ 被験者 ID と名前
- ✧ 年齢、身長、性別および体重(オプション)
- ✧ PEF と FEV1 の最良値を自動的に表示
- ✧ BMI を表示
- ✧ アスマ・ワンに設定したパーソナル・ベスト値(PEF と FEV1 両方)とカラーゾーン
- ✧ 測定品質、呼出回数、および日内変動率を表示
- ✧ 機器の ID も自動で取り込み
- ✧ リポートにはコメント入力可能
- ✧ PEF と FEV1 のトレンドグラフを表示
- ✧ オプションで、午前と午後のセッションを分離表示可能
- ✧ 表とグラフで詳細な情報を表示
- ✧ 作成する PDF には自動的に名前を付記
- ✧ 各セッションの日時を自動刻印

アスマ・ワン usb には以下が同梱されています。

- ✧ PDF 作成用のバイタログラフ・リポート CD
- ✧ ディスポのセーフウェイ・マウスピース x 4ヶ
- ✧ プラスチック・マウスピース と収納ポーチ
- ✧ 専門家向け取り扱い説明書
- ✧ USB ケーブル と単 4 電池 x 2本

仕様

表示項目 : PEF と FEV1

メモリー容量 : 600 回(PEF と FEV1)

測定品質表示機能 : あり

精度 : FEV1 $\pm 3\%$

PEF $\pm 5\%$

測定範囲 : FEV1 0-9.99L BTPS

PEF 25 - 840L/min

センサー : 回転子固定子マスフローメータ

フロー・インピーダンス : 0.15kPa/L/s at 14L/s 未満

電源 : 単 4 電池 x 2 本

表示 : 液晶ディスプレイ

サイズ : 113 x 63 x 48mm

重量 : 55g

Vitalograph

Your respiratory partner

宝通商株式会社 メディカル事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4-7-10

TEL 03-3241-3121 FAX 03-3245-0650

E-mail medical@takara-online.co.jp

Home Page <http://www.takara-online.co.jp>